



Aplicación en 3 pasos

1 Abrir dispositivo y colocar ampolla.



2 Cerrar y enroscar la tapa con la aguja.



3 Regular la dosis*, destapar la aguja y aplicar.

*Si se pasa de la dosis, enrosque hasta el final (se libera la rosca) y vuelva a regular.



- Pestaña antirrolido.
- Sistema de reseteo de dosis.
- Escala registro dosis.
- Para múltiples dosis con carpoules listos para usar.
- Fácil transporte. Uso personal.
- Tamaño ergonómico para aplicación manual, cómoda y precisa.
- Polímeros de primera calidad altamente resistentes a caídas e impactos.
- Manual de uso.